

**前歯**  
CAD/CAM冠  
販売価格  
¥10,500

# セラスマートレイヤー

## セラスマートに新しいカタチ

**保証  
期間**

技工指示書に記載されているセット日より2年間  
【支台歯形成のポイント】に準ずる支台歯形成であること  
接着性レジンセメント（ジーセム ONEneo/EM 推奨）  
にて装着をすること


**保証  
規定**

保証対象外となる症例

- ◆適用部位以外◆3/4冠など、クラウン以外の形成
- ◆弊社にて、適切なマージン形態でないと判断した場合
- ◆クリアランスの不足◆完成後のシェード変更◆仮着中の破折
- ◆義歯の鉤歯となるもの◆咬合調整時など装着前の破損や紛失
- ◆顕著なブラキサーと認められる場合



### 支台歯形成のポイント




ブロックサイズ

**注 意 点**

製作可能な歯冠長径および幅径が限られます


### Vita 社 クラシカルシェードガイド



※加工時は、CAD上のデザインと加工機にセットする際のブロックの向きに注意してください。

### CAD/CAM 冠用材料の機能区分変更と CAD/CAM 冠の前歯への適応拡大について

セラスマートレイヤー  
デンタル便でも発売開始



機能区分	CAD/CAM冠用材料(II) セラスマートプライム	CAD/CAM冠用材料(III) セラスマート300	CAD/CAM冠用材料(IV) セラスマートレイヤー
適応部位	小白歯	大白歯	前歯
材料点数	254点	442点	576点
ブロックサイズ	—	—	歯冠長 14mm
粒子径	—	—	最大 5μ以下
積層構造	—	—	歯冠を構成する色調の積層 (3層以上)
シールカラー	グリーン	ブルー	オレンジ



**デンタル便 24**  
POWERED BY BELL DENTAL LABORATORY, INC.  
<https://www.dentalbin24.net/>

**BELL**  
Dental  
Laboratory, inc

歯科技工所  
ベルデンタルラボラトリー株式会社  
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 1-6-15  
TEL. 03-3751-7202 FAX. 03-3751-9015



ベルデンタルの  
様子がわかる。  
動画公開中

**FIS**  
for innovative sales

本製品の問い合わせ先  
有限会社 エフィス  
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 1-6-15  
TEL. 03-3751-0360 FAX. 03-3751-0463